


 Before use, carefully study the instructions for use. Keep the instructions for use in case of future use.

 Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Cold and flu are among the most common infectious respiratory tract diseases with significant overall symptoms. They start suddenly, so it's important to intervene quickly and promptly. These diseases (including the common cold) are caused by viruses that are transmitted through infection via mucous membranes into the body, where they begin to rapidly multiply. This is a medical device with an innovative mechanism of action. Thanks to its rich content of polyphenols, the extract from *Cistus creticus* forms a protective film on the nasal mucosa. This protective barrier constitutes a physical (mechanical) defense against viruses and bacteria, preventing their penetration and further multiplication. The site of action of the medical device is on the mucosa of the upper respiratory tract - specifically on the mucosa of the oral cavity for oral spray/pastilles and on the mucosa of the nasal cavity for nasal spray. Other ingredients included - citrus bioflavonoids, purple coneflower (echinacea purpurea), common sage, and Barbados cherry (acerola) strengthen the antiviral neutralizing effect.

Ingredients: *Cistus creticus* extract (1.90 g), purple coneflower (echinacea purpurea) extract (3.06 g), common sage (*Salvia officinalis*) extract (0.88 g), citrus bioflavonoid complex (0.05 g), acerola extract (0.02 g), hyaluronic acid, mint flavor, Barbados aloë extract, water, phenoxethanol, ethylhexylglycerin

Intended use: Fytofontana VIROSTOP is intended as a protective barrier against viruses causing inflammation of the upper respiratory tract by application to the mucosa of the upper respiratory tract.

Indications: Redness of the mucosa in upper respiratory tract inflammation.

Main mechanism of action: The main mechanism of action of the medical device fytofontana VIROSTOP nasal spray lies in its ability to cover the mucous membranes of the nasal cavity with a protective film, thereby preventing the penetration of viruses into the body.






Contraindications: Allergy to any of the ingredients of the medical device (listed in the Ingredients section).

Side effects: When using fytofontana VIROSTOP nasal spray, you may experience temporary mild irritation of the mucosa. These sensations are temporary and natural.

Intended users/patients: The medical device fytofontana VIROSTOP nasal spray is intended for adults and children over 6 years old.

Limitations of use for the population: The duration of use of the medical device depends on the persistence of symptoms but should not exceed 7 days.

Preventive measures and warnings:

-  Do not use in children under 6 years of age. Older children should use the product only under the supervision of an adult.
-  For pregnant and breastfeeding women, consultation with a medical specialist regarding usage is recommended.
-  We do not recommend using the product if you have had surgical procedures in the nose of the mouth area, or if the mucous membrane of the upper respiratory tract has been damaged.
-  The product is intended for single-person use to reduce the risk of infection transmission.
-  Keep out of reach of small children.

Any slight sedimentation is caused by the plant-based ingredients contained in the product and does not affect the quality of the product in any way. When handling the spray, prevent direct contact with the eyes. If the product comes into contact with the eyes, rinse with running water.

Dosage:

Preventive: Apply 3-4 x daily, 1 spray into each nostril. Children older than 6 years receive 2 x daily, 1 spray into each nostril. It is suitable for long-term preventive use. In case of higher risk of infection, the spray can be applied multiple times daily.

In case of acute condition: Apply 4-5 x daily, 1 spray into each nostril. For children older than 6 years, administer 3 x daily, 1 spray into each nostril.

It is very important to apply in the evening before bedtime.

The main benefit for the patient lies in the impact on public health through the use of VIROSTOP, where:

- Polyphenols support the local immunity of the upper respiratory tract in the early stage of infection.
- Improvement in quality of life by reducing the duration of symptoms causing upper respiratory tract infections.
- Preventive use of VIROSTOP during periods of increased infection prevalence in communities reduces susceptibility to risks of upper respiratory tract infections.

Method of using the spray:

- The spray form allows for easy and even application to the nasal mucosa.
- Shake well before use.
- Remove the protective cover from the applicator.
- Insert the applicator into the nostril and administer by pressing the spray head.
- After each use, clean the nasal applicator and replace the protective cover.

Package contents: Bottle with a volume of 20ml, spray with applicator

Lifespan of the medical device: The lifespan of the medical device is determined by the expiration date on the product packaging - 36 months from the date of manufacture.

Accessory or compatible medical devices: Fytofontana VIROSTOP medical device does not have any accessories or compatible medical devices.

Storage:

-  The information is provided on the packaging

Disposal: Return any unused product to the pharmacy. Dispose of clean packaging materials in the appropriate recycling bin.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slovak Republic, under license from Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Switzerland

www.virostop.info
www.fytofontana.com



Residual risks, limitations of use, further information. Any suspicions of adverse events or adverse events caused by the device should be reported by the user to the manufacturer and the relevant authority in the member state where the user resides. The manufacturer conducts a detailed risk analysis of the evaluated medical device as a continuous process during design and development and in the production phase of the medical device according to EN ISO 13485:2016 and Regulation 2017/745 MDR. The risk analysis according to EN ISO 14971:2019 has been developed for the evaluated medical device. The risk analysis is regularly updated based on the results of post-market surveillance of the medical device /PMS/.

Grippe und Erkältungen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschliesslich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Es handelt sich um ein Medizinprodukt mit innovativem Wirkmechanismus. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus *Cistus creticus* einen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut. Diese Schutzbarriere dient zur physischen (mechanischen) Abwehr gegen Viren und Bakterien, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege - konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe - Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

Zusammensetzung: Kretische Zistrose - Extrakt (1.90 g), Purpursonnenhut - Extrakt (3.06 g), Echter Salbei - Extrakt (0.88 g), Zitrus-Bioflavonoid-Komplex (0.05 g), Acerola-Extrakt (0.02 g), Hyaluronsäure, Minze-Aroma, Echte Aloe - Extrakt, Wasser, Phenoxethanol, Ethylhexylglycerin

Bestimmungszweck: Fytofontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem sie auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

Indikation: Schleimhautrötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

Hauptwirkungsmechanismus: Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts Fytofontana VIROSTOP Nasenspray besteht darin, dass es die Schleimhäute der Nasenhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.






Kontraindikationen: Allergien auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

Nebenwirkungen: Nach der Anwendung von fytofontana VIROSTOP Nasenspray kann es vorübergehend zu einer leichten Reizung der Schleimhaut kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

Vorgesehene Benutzer/Patienten: Das Medizinprodukt Fytofontana VIROSTOP Nasenspray ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren bestimmt.

Nutzungseinschränkungen des Produkts für die Bevölkerung: Die Anwendungsdauer des Medizinprodukts hängt vom Anhalten der Symptome ab, sollte aber nicht mehr als 7 Tage betragen.

Prophylaktische Massnahmen und Hinweise:

-  Nicht bei Kindern unter 6 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
-  Schwangere und stillenden Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.
-  Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.
-  Das Präparat ist für den Gebrauch durch eine Person bestimmt - Risiko einer Infektionsübertragung.
-  Ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eventuelle feine Ablagerungen sind auf die pflanzlichen Inhaltsstoffe zurückzuführen, die das Präparat enthält, und beeinflussen in keiner Weise die Produktqualität. Beim Umgang mit dem Spray muss ein direktes Eindringen des Präparats in die Augen vermieden werden. Nach Augenkontakt die Augen mit fließendem Wasser ausspülen.

Dosierung:

Vorbeugend: 3-4 x täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch, bei Kindern ab 6 Jahren wird 2 x täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch verabreicht. Auch für langzeitige vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie das Spray auch mehrmals täglich anwenden.

In einem akuten Zustand: 4-5 x täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch, bei Kindern ab 6 Jahren wird 3 x täglich 1 Sprühstoß in jedes Nasenloch verabreicht. Sehr wichtig ist die Anwendung abends vor dem Schlafen.

Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn:

- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

Anwendung des Sprays:

- Die Sprayform ermöglicht eine einfache und gleichmäßige Anwendung auf der Nasenschleimhaut.
- Vor dem Gebrauch schütteln.
- Schutzkappe vom Sprühkopf entfernen.
- Sprühkopf in das Nasenloch einführen und durch ein Drücken des Sprühkopfs dosieren.
- Nach jedem Gebrauch den Sprühkopf reinigen und die Schutzkappe aufsetzen.

Packungsinhalt: 20 ml Flasche, Sprühmechanismus mit Sprühkopf

Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts: Die Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt - 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

Zubehör oder kompatible Medizinprodukte: Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

Lagerung:

-  Angaben sind auf der Verpackung angegeben












Entsorgung: Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.












 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slowakische Republik nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

www.virostop.info
www.fytofontana.com



Restrisiken, Gebrauchseinschränkungen, weitere Informationen: Jeden Verdacht auf ein unerwünschtes Ereignis oder ein unerwünschtes Ereignis, das durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem Mitgliedsstaat melden, in dem der Anwender seinen Wohnsitz hat. Der Hersteller führt eine detaillierte Risikoanalyse dies zu bewertenden Medizinprodukts als fortlaufenden Prozess während der Entwurf- und Entwicklungs- sowie der Produktionsphase des Medizinprodukts gemäß EN ISO 13485:2016 und der Verordnung 2017/745 MDR/durch. Für das zu bewertende Medizinprodukt wurde eine Risikoanalyse gemäß EN ISO 14971:2019 erstellt. Die Risikoanalyse wird regelmäßig auf der Grundlage der Ergebnisse der Überwachung des Medizinprodukts nach dem Inverkehrbringen /PMS/ aktualisiert.

Explanation of symbols	
	See instructions for use
	Best before
	Temperature limit
	Mark of conformity
	Reference number
	Warning
	Manufacturer
	Batch number
	Protect from sunlight
	Medical device
	Unique Device Identifier

Erläuterung der Symbole	
	Gebrauchsanleitung beachten
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung
	CE-Kennzeichnung
	Referenznummer
	Vorsicht
	Hersteller
	Chargennummer
	Vor Sonnenlicht schützen
	Medizinprodukt
	Einmalige Produktkennung

Antes de usar, lea atentamente las instrucciones de uso. Guarde las instrucciones de uso en caso de que las necesite en el futuro.

Leggere attentamente il foglio illustrativo prima dell'uso. Conservare il foglio illustrativo in caso di utilizzo futuro.

La gripe y el resfriado pertenecen a las enfermedades respiratorias contagiosas más frecuentes y se caracterizan por síntomas generales muy evidentes. Empiezan de inmediato, por eso es necesario tomar acción rápidamente y a tiempo. Estas enfermedades (goteo nasal incluido) son causadas por virus que se contagian a través de la mucosa al organismo y se replican muy rápido. Se trata de un dispositivo médico con un mecanismo de acción innovativo. El extracto de cistus cretense crea una película protectora sobre la mucosa nasal gracias a su abundante contenido en polifenoles. Esta barrera protectora es una protección física (mecánica) contra los virus y bacterias, porque inhibe su penetración y consiguiente replicación en el organismo. El lugar de acción del dispositivo médico es la mucosa de las vías respiratorias superiores, en concreto, la mucosa de la cavidad bucal, en el caso del spray oral/pastillas, y la mucosa de la cavidad nasal, en el caso del spray nasal. Otros ingredientes incluidos – bioflavonoides cítricos, echinacea purpurea, salvia officinalis y acerola, que refuerzan el efecto neutralizante antiviral.

Ingredientes: Extracto de jara cretense (1,90 g), extracto de echinacea purpurea (3,06 g), extracto de salvia officinalis (0,88 g), complejo de bioflavonoides cítricos (0,05 g), extracto de acerola (0,02 g), ácido hialurónico, aroma de menta, extracto de Aloe vera, agua, fenoxietanol, etilhexilglicerol (mencionado en el párrafo Ingredientes).

Objetivo de uso: fytofontana VIROSTOP se usa como barrera protectora ante los virus que causan la inflamación de las vías respiratorias superiores y se aplica sobre la mucosa de las vías respiratorias superiores.

Indicación: Para el enrojecimiento de la mucosa como resultado de la inflamación de las vías respiratorias superiores.

Mecanismo de acción principal: El mecanismo de acción principal del dispositivo médico fytofontana VIROSTOP spray nasal consiste en cubrir la mucosa de la cavidad nasal con una película protectora que evita la penetración de los virus al organismo.

Contraindicaciones: Reacción alérgica a cualquier ingrediente del dispositivo médico (mencionado en el párrafo Ingredientes).

Efectos secundarios: Al utilizar fytofontana VIROSTOP el spray nasal puede sentir temporalmente una ligera irritación en la mucosa. Estos efectos son temporales y naturales.

Usuarios/pacientes designados: El dispositivo médico fytofontana VIROSTOP spray nasal está destinado a niños mayores de 6 años.

Restricciones de uso del dispositivo para la población: El periodo de uso del dispositivo médico depende de la duración de los síntomas, pero no se recomienda usarlo más de 7 días.

Medidas preventivas y advertencias:

- ⚠ No utilizar en niños menores de 6 años. En caso de niños a partir de 6 años el producto se puede utilizar solo bajo la supervisión de un adulto.
- ⚠ En caso de mujeres embarazadas y lactantes se recomienda consultar el uso con el médico especializado.
- ⚠ No recomendamos el uso del producto si usted ha sido intervenido quirúrgicamente en la zona de la nariz o la boca o si la mucosa de las vías respiratorias superiores está dañada.
- ⚠ La preparación está destinada a ser utilizada por una sola persona por riesgo de transmisión de infección.
- ⚠ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Los posibles efectos ligeros de sustancias están causados por los ingredientes herbales que contiene la preparación y no influyen en la calidad del producto de ninguna manera. Al manipular el spray, evitar inhalar y aspirar la preparación directa del producto en los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua corriente.

Dosificación:

Uso preventivo: Aplicar 3 – 4 veces al día una pulverización en cada fosa nasal. En caso de niños mayores de 6 años, aplicar 2 veces al día una pulverización en cada fosa nasal. Adecuado también para el uso preventivo prolongado. Si está expuesto a un mayor riesgo de infección, el spray se puede aplicar incluso varias veces al día.

En casos agudos: Aplicar 4 – 5 veces al día una pulverización en cada fosa nasal. En caso de niños mayores de 6 años aplicar 3 veces al día una pulverización en cada fosa nasal. Es especialmente importante aplicar el spray por la noche, antes de dormir.

El beneficio principal para el paciente es el impacto en la salud pública al usar VIROSTOP pues:

- Los polifenoles refuerzan la inmunidad local de las vías respiratorias superiores en la etapa temprana de la infección.
- Mejora de la calidad de vida al reducir la duración de los síntomas que causan la infección de las vías respiratorias superiores.
- El uso preventivo de VIROSTOP durante el periodo de mayor incidencia de infecciones en algunos grupos disminuye la susceptibilidad a los riesgos de infección de las vías respiratorias superiores.

Modo de uso del spray:

- La forma de spray permite una aplicación fácil y uniforme sobre la mucosa nasal.
- Sacúdalo bien antes de usar.
- Retire la cubierta protectora del aplicador.
- Inserte el aplicador en la fosa nasal y presione el cabezal pulverizador.
- Limpie el aplicador nasal después de cada uso y colóque la cubierta protectora.

Contenido del paquete: frasco de 20 ml, pulverizador con aplicador

Vida útil del dispositivo médico: La vida útil del dispositivo médico se determina por la fecha de expiración impresa en el empaque del producto: 36 meses desde la fecha de fabricación.

Accesorios o dispositivos médicos compatibles: El dispositivo médico fytofontana VIROSTOP no tiene accesorios ni dispositivos médicos compatibles.

Almacenamiento:

Los datos están indicados en el empaque

Disposición de residuos: Devenula la preparación no utilizada a la farmacia. Deseche el material de embalaje limpio en el contenedor adecuado para los residuos clasificados.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Eslovaquia según la licencia Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Suiza

www.virostop.info
www.fytofontana.com

Riesgos residuales, limitaciones de uso, información adicional: El usuario debe comunicar cualquier sospecha de acontecimiento adverso o un acontecimiento adverso concreto causado por el producto al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que reside. El fabricante realice un análisis de riesgos detallado relacionado con el dispositivo médico evaluado como un proceso constante durante el diseño y desarrollo y en el proceso de la fase de producción del dispositivo de acuerdo a la norma EN ISO 13485:2016 y el Reglamento 2017/745(MDR), Se llevó a cabo un análisis de riesgos para el dispositivo médico evaluado según la norma EN ISO 14971:2019. El análisis de riesgos se actualiza de forma periódica según los resultados de vigilancia posterior a la comercialización del dispositivo médico/PMS/.

L'Influenza e il raffreddore figurano tra le più comuni malattie infettive delle vie respiratorie con sintomi generali significativi. Inorgano all'improvviso, quindi è necessario agire rapidamente e in tempo. Queste malattie (compreso il comune raffreddore) sono causate da virus che vengono trasmessi all'organismo tramite infezione attraverso le mucose, dove iniziano a moltiplicarsi rapidamente. Si tratta di un dispositivo medico con meccanismo d'azione innovativo. Grazie ai polifenoli, di cui è assai ricco, l'estratto di cisto di Creta crea una pellicola protettiva sulle mucose del naso. Questa barriera protettiva rappresenta una protezione fisica (meccanica) contro i virus e batteri, impedendo la loro penetrazione e la loro ulteriore moltiplicazione. Il luogo di azione del dispositivo medico è la mucosa delle vie respiratorie superiori – nello specifico la mucosa del cavo orale. In caso di spray orale/pastiglie e la mucosa del cavo nasale per lo spray nasale. Gli altri componenti del prodotto – bioflavonoidi da agrumi, echinacea purpurea, salvia comune e cilegia delle Barbados (acerola) rafforzano l'effetto neutralizzante antivirale.

Composizione: estratto di cisto di Creta (1,90 g), estratto di echinacea purpurea (3,06 g), estratto di salvia comune (0,88 g), complesso di bioflavonoidi da agrumi (0,05 g), estratto di acerola (0,02 g), acido ialuronico, aroma di menta, estratto di Aloe delle Barbados, acqua, fenossietanolo, etilglicerolo.

Finalità d'impiego: fytofontana VIROSTOP serve a formare una barriera di protezione contro i virus causa di infiammazione delle vie respiratorie superiori con applicazione sulla mucosa delle vie respiratorie superiori.

Indicazioni: Arrossamento della mucosa in caso di infiammazione delle vie respiratorie superiori. **Principale meccanismo d'azione:** Il principale meccanismo d'azione del dispositivo medico fytofontana VIROSTOP spray nasale consiste nel ricoprire le mucose del cavo nasale con un film protettivo, impedendo così la penetrazione dei virus nell'organismo.

Controindicazioni: Allergie a uno qualsiasi dei componenti del dispositivo medico (elencati nel paragrafo Composizione).

Effetti collaterali: Durante l'impiego di fytofontana VIROSTOP spray nasale è possibile che avvertiate temporaneamente una leggera irritazione della mucosa. Si tratta di sensazioni temporanee e naturali.

Utilizzatori/pazienti: Il dispositivo medico fytofontana VIROSTOP spray nasale è indicato per gli adulti e i bambini di età superiore a 6 anni.

Limitazioni d'uso del dispositivo per la popolazione: Il periodo di impiego del dispositivo medico dipende dal perdurare dei sintomi, ma non dovrebbe superare i 7 giorni.

Misure di prevenzione e avvertenze:

- ⚠ Non inghiottire nei bambini di età inferiore a 6 anni. La somministrazione del prodotto deve avvenire sempre sotto la supervisione di una persona adulta.
- ⚠ Per le donne in gravidanza e in allattamento si consiglia la consultazione con un medico per quanto riguarda l'uso.
- ⚠ Si consiglia di utilizzare il prodotto se avete subito interventi operatorii nella regione del naso o bocca o se avete avuto danni alla mucosa delle vie respiratorie superiori.
- ⚠ Si sconsiglia di utilizzare il prodotto per più persone contemporaneamente – rischio di trasmissione dell'infezione.
- ⚠ Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

La presenza di eventuali sedimenti fini è causata dai componenti vegetali che il prodotto contiene e non pregiudica in alcun modo la qualità del prodotto. Quando si maneggia lo spray, è necessario evitare la penetrazione diretta del prodotto negli occhi. In caso di contatto con gli occhi sciagquare con acqua corrente.

Dosaggio:

Uso preventivo: Applicare 1 spruzzo per 3 – 4 volte al giorno in ciascuna narice; nei bambini di età superiore a 6 anni applicare 1 spruzzo per 2 volte al giorno in ciascuna narice. Idoneo anche per uso preventivo a lungo termine. In caso di esposizione a rischio maggiormente elevato di contagio è possibile applicare lo spray anche più volte al giorno.

In caso di condizione acuta: Applicare 1 spruzzo per 4 – 5 volte al giorno in ciascuna narice; nei bambini di età superiore a 6 anni applicare 1 spruzzo per 2 volte al giorno in ciascuna narice. È assai importante l'applicazione serale prima di coricarsi.

L'apporto principale per il paziente è l'influenza sulla salute pubblica, utilizzando VIROSTOP dove:

- I polifenoli sostengono l'immunità locale delle vie respiratorie superiori nello stato precoce dell'infezione.
- Miglioramento della qualità della vita con riduzione della durata dei sintomi che causano le infezioni delle vie respiratorie superiori.
- L'uso preventivo di VIROSTOP nel periodo di aumentata presenza di infezione tra le persone riduce la predisposizione ai rischi di infezione delle vie respiratorie superiori.

Modalità d'impiego dello spray:

- La forma spray consente un'applicazione semplice e uniforme sulla mucosa nasale.
- Agitare e prima dell'uso.
- Rimuovere la custodia protettiva dall'applicatore.
- Inserire l'applicatore nella narice e premere la pompetta dosando.
- Dopo ogni utilizzo pulire l'applicatore nasale e riporre in sede la custodia protettiva.

Contenuto della confezione: fiasca da 20 ml, atomizzatore con applicatore

Ciclo di vita del dispositivo medico: Il ciclo di vita del dispositivo medico è determinato dalla data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto – 36 mesi dalla data di produzione.

Accessorii o dispositivi medici compatibili: Il dispositivo medico fytofontana VIROSTOP non è provvisto di accessori o altri dispositivi medici compatibili.

Immagazzinaggio:

I dati sono riportati sulla confezione

Smaltimento: Restituire il prodotto non utilizzato alla farmacia. Il materiale di imballaggio pulito va smaltito nell'apposito contenitore per i rifiuti differenziati.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Repubblica Slovacca su licenza della Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Svizzera

www.virostop.info
www.fytofontana.com

Rischi residui, limitazioni d'uso, informazioni aggiuntive: Qualsiasi evento avverso sospetto o evento avverso causato dal dispositivo deve essere segnalato dall'utilizzatore al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore. Il produttore conduce un'analisi dettagliata dei rischi del dispositivo medico valutato, come processo permanente durante la progettazione e lo sviluppo e nella fase di produzione del dispositivo medico secondo EN ISO 13485:2016 e il regolamento 2017/745(MDR). È stata preparata un'analisi dei rischi per il dispositivo medico valutato secondo EN ISO 14971:2019. L'analisi dei rischi viene regolarmente aggiornata sulla base dei risultati del monitoraggio del dispositivo medico dopo il suo collocamento sul mercato/PMS/.

Definiciones de los símbolos

	Vea las instrucciones de uso		El fabricante
	Útil hasta		Número de lote
	Límite de temperaturas		Proteja del sol
	Marca de conformidad		Dispositivo médico
	Número de referencia		Identificador único del dispositivo
	Advertencia		

Legenda simboli

	Vedi foglietto illustrativo		Produttore
	Da consumarsi entro		Numero lotto
	Límite temperatura		Proteggere contro i raggi solari
	Marchio conformità		Dispositivo medico
	Numero riferimento		Identificatore unico del dispositivo
	Avvertenza		